



RUNDAS

Exklusive Ein- und
Umsteigerangebote
Implantologie

Exklusives Ein- und Umsteigerangebot

PALTOP
A KeystoneDentalGroup Brand

Paltop Chirurgie-Kit Basis + 10 Paltop-Implantate nach Wahl

Je Implantat: 129,- €
99,- €
Chirurgie-Kit: 998,- €
508,- €

~~2.288 €~~
nur 1.498,- €



Das Chirurgie-Kit beinhaltet:

- Pilotbohrer
- Stufenbohrer Ø 1,5/2 mm, Ø 2/2,4 mm, 3,2/3,8 mm, lang
- Finalbohrer für Ø 3,25 mm, Ø 3,75 mm, Ø 4,2 mm, Ø 5 mm Implantate, lang
- **erweiterbar für Ø 3 mm Implantate**
- Adapter für Schlüsselratsche
- Bohrverlängerung
- Sechskantschlüssel Ø 1,25 mm L 15 mm, lang
- Sechskantschlüssel Ø 1,25 mm L 9 mm, kurz
- Sechskantschlüssel Ø 2,5 mm, Long
- Sechskantschlüssel Ø 2,5 mm, Short
- Sechskantschlüssel Ø 2 mm, Long
- Sechskantschlüssel Ø 2 mm, Short
- Parallelstift Ø 1,5/2 mm
- Manueller Sechskant-Schraubendreher Ø 1,25 mm L 14 mm
- Standard Drehmomentratsche
- Chirurgisches Bohrprotokoll

Ein Chirurgie-Set
passend für alle
Paltop-
Implantatdesigns.



Dentalimplantat Paltop ADVANCED+ mit leicht aktivem Apex



Interne Hex-Verbindung

Mikro-Gewinde

Zur Reduzierung des Knochendrucks und Minimierung der Knochenresorption

Unterstützung der Osseointegration

Zylindrische Form fördert die langfristige Osseointegration durch Vergrößerung der Oberfläche und der Knochen-Implantat-Kontaktfläche

Primärstabilität

7 mm konisch-aggressives Gewinde zielt auf eine Verbesserung der Initialstabilität durch das Erzeugen von Knochenkompression



Hohe Ästhetik

Plattform-Switching ermöglicht hohe Ästhetik durch Weichgewebs-Management. Es reduziert auch die Druckbelastung, die vom Abutment auf den Knochen übertragen wird und hilft, Knochenabbau durch hohen mechanischen Druck zu verhindern

2 Führungsgewinde mit optimaler Steigung von 0,8 mm pro Gewindegang unterstützen die schnelle Implantatinsertion mit verbesserter Stabilität

Das „+“: mit leicht aktivem Apex

Ermöglicht die einfachere Insertion bis zur gewünschten finalen Implantatposition

ADVANCED+
SLIGHTLY ACTIVE APEX

Dynamic
IMMEDIATE SOLUTION

Auch als 3 mm-Implantate erhältlich.




PALTOP
A KeystoneDentalGroup Brand

SONDERANGEBOT FÜR EIN- UND UMSTEIGER


System	1 Implantat	GESAMTPAKET		
		10 Implantate + Chirurgie-Kit		
Jedes Paltop-System	99,- €	990,- €	998,- €	2.288,- € 1.498,- €

Weitere Paltop-Implantatdesigns

ADVANCED
CLASSIC



ENHANCED STABILITY
Dynamic



PAI
PALTOP ACTIVE IMPLANT



PAI^{TC}
PALTOP ACTIVE IMPLANT



KLEAN

Jedes Implantat besitzt eine sandgestrahlte, säuregeätzte, ultra-reine Oberfläche. In einem mehrstufigen Reinigungsprozess unter Verwendung von ultra-reinem Wasser werden unerwünschte Partikel entfernt, die Oxidschicht bleibt intakt



Paltop-Chirurgie-Kit Basis

PALTOP
A KeystoneDentalGroup Brand

Implantat-System	IHRE BESTELLUNG																									
	Ø 3 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,2 mm	Ø 5 mm	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge															
ADVANCED			8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm	20-70017	20-70018	20-70019	20-70020	20-70005	20-70006	20-70007	20-70008	20-70009	20-70010	20-70011	20-70012	20-70013	20-70014	20-70015	20-70016			
ADVANCED+																										
Dynamic*																										
PCA																										
PAI**																										
Paltop-Chirurgie-Kit Basis																										

Je Implantat
99 €

Ihre Bestellung: Bitte per Scan / Handyfoto an info@rundas.de, per FAX an 02064 625 95 80 oder telefonisch an 02064 625 95 50

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

* Dynamic-Implantat auch mit konischer Verbindung erhältlich.
** PAI-Implantat auch als Total Coverage (TC) erhältlich.
DIVA-Implantate ausgenommen.

Praxisstempel

Easy Blade Holder - Skalpellsgriff der nächsten Generation

- ergonomischer Skalpellsgriff, rund, Edelstahl
- passend für Skalpellsklingen Figur 10-15, analog zu Skalpellsgriff Nr. 3
- **mit patentiertem Mechanismus für einfachen Skalpellsklingen-Wechsel**
- **einfache, intuitive Handhabung:** Einsetzen, Arretieren, Lösen und Entfernen der Klinge per Feststellmutter und Druckknopf
- **Klinge einlegen, nahezu ohne Kraftausübung:** Druckknopf drücken, Klinge einlegen, Mutter zudrehen - fertig
- **Klinge entfernen, ohne sie zu berühren:** Mutter aufdrehen, Druckknopf drücken (wie bei einem Kugelschreiber) - fertig
- Minimierung der Verletzungsgefahr, Vermeidung von Kreuzinfektionen, weniger Zeitaufwand für das Wechseln der Klingen
- ergonomischer, ideal austarierter Griff, geriffelte Grifffläche
- Packung mit 5 Stück



Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Medizinprodukteverordnung (MDR), CE-Kennzeichnung, u. a. FDA-zertifiziert
zerlegbar, autoklavierbar (min. 121 °C, 15-20 Min.)
Länge (ohne Klinge) ca. 143 mm, Durchmesser an Grifffläche ca. 7 mm, Gewicht ca. 32 g



Made in Germany

PASSEND DAZU: Skalpellsklingen

- Einmal-Skalpellsklingen, Größen / Figuren: 10, 11, 12, 15
- passend für Skalpellsgriff Nr. 3
- made in Germany (Heinz Herenz, Hamburg)
- Material: Karbonstahl (Kohlenstoffstahl)
- sterilisiert durch Gammabestrahlung
- einzeln steril verpackt in einem Peelpack aus Aluminiumfolie (mit einem Streifen VCI-Papier)
- Packung mit 100 Stück



IHRE BESTELLUNG			Menge (bitte eintragen)
Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis	
42200	Easy Blade Holder - Skalpellsgriff, Packung mit 5 Stück	179,- €	
1110910	Skalpellsklingen, Größe / Figur: 10 , Packung mit 100 Stück	13,95 €	
1110911	Skalpellsklingen, Größe / Figur: 11 , Packung mit 100 Stück	13,95 €	
1110912	Skalpellsklingen, Größe / Figur: 12 , Packung mit 100 Stück	13,95 €	
1110915	Skalpellsklingen, Größe / Figur: 15 , Packung mit 100 Stück	13,95 €	

Ihre Bestellung: Bitte per Scan / Handyfoto an info@rundas.de, per FAX an 02064 625 95 80 oder telefonisch an 02064 625 95 50

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Das Original – bei RUNDAS.

Vier Jahrzehnte Know-How vereint in einem Implantat für Deckprothesen.

LODI

LOCATOR® Overdenture
Implant (LODI) System

PAKET 1
LODI-Komplettsset

je Set nur **127,- €**

1 LODI-Komplettsset enthält:

1 x LODI-Implantat (Ø 2,4 mm oder 2,9 mm)
1 x LODI-Abutment (für Gingivahöhe 2,5 mm oder 4 mm)
1 x LOCATOR®-Laborsset mit Retentionsgehäuse, Retentionseinsätzen und Ausblockring

1x 1x

PAKET 2
4 x LODI-Komplettsset
+ 1 x LODI-Chirurgiekit (Standard)

4x nur 596,- €
nur **508,- €**

1x nur 945,- €
nur **490,- €**

zusammen nur **998,- €**

PAKET 3
4 x LODI-Komplettsset
+ 1 x LODI-Chirurgiekit (PREMIUM)

4x nur 596,- €
nur **508,- €**

1x nur 1.295,- €
nur **779,- €**

zusammen nur **1.287,- €**

Ich bestelle folgende LODI-Komplettssets aus **PAKET 1:**

Bitte nach Ihren Wünschen ankreuzen

Implantat		Abutment	Art.-Nr.	Anzahl (bitte eintragen)
Durchmesser Ø (mm)	Länge L (mm)	Gingivahöhe H (mm)		
2,4	10	2,5	07450	
		4,0	07455	
	12	2,5	07451	
		4,0	07456	
	14	2,5	07452	
		4,0	07457	
2,9	10	2,5	07460	
		4,0	07465	
	12	2,5	07461	
		4,0	07466	
	14	2,5	07462	
		4,0	07467	

Ich bestelle das **PAKET 2**, bestehend aus 4 x LODI-Komplettsset und 1 x LODI-Chirurgiekit (Standard).

Ich bestelle das **PAKET 3**, bestehend aus 4 x LODI-Komplettsset und 1 x LODI-Chirurgiekit (Premium).

Die Auswahl von Ø, L und H für die 4 LODI-Komplettssets habe ich oben eingetragen.

Ihre Bestellung: Bitte per Scan / Handyfoto an info@rundas.de, per FAX an 02064 625 95 80 oder telefonisch an 02064 625 95 50

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

* Chirurgiekit Standard: OHNE Universalinstrument, Drehmoment-Ratsche + Einsatz, Bohrer Ø 1,8 und 2,6 mm.
Chirurgiekit Premium: MIT Universalinstrument, Drehmoment-Ratsche + Einsatz, OHNE Bohrer Ø 1,8 und 2,6 mm.



Ora-Aid

Intraoraler Wundverband



Das Must-Have für jede Zahnarztpraxis:

SCHÜTZT ORALE WUNDEN

Unterstützt den Heilungsprozess: deckt die Wunde ab, schützt den Anwendungsbereich vor äußeren Reizen und hält die körpereigenen Heilungsfaktoren auf der Wundoberfläche.

Aktuell wird kontrovers diskutiert, ob Ora-Aid für die Verwendung als Kurzzeit-Membran vernäht werden kann.

Ora-Aid ist jedoch **deutlich einfacher anzuwenden**, unter anderem durch die initiale Adhäsion des Produkts zu Beginn des Vernähens. Ora-Aid bleibt stabil und hilft, Nahtdehiszenzen zu vermeiden.

SELBSTHAFTEND

Die adhäsive Seite reagiert nach der Applikation auf der Mundschleimhaut mit Wasser, Blut und Speichel zu einem selbsthaftenden Gel und heftet sich an.

ORA-AID-INDIKATIONEN:



Zahnextraktion



Implantatchirurgie



Parodontalchirurgie




Orale Wunden



KFO-Therapie



Aphthen



EINFACHES HANDLING

Während die adhäsive Seite auf der Trägerfolie haftet, kann Ora-Aid leicht in individuelle Formen adaptiert werden.

IHRE BESTELLUNG			Box(en) mit 20 Stück (bitte Anzahl eintragen)
Größe (mm)	Art.-Nr.	Preis	
25 x 15	AG-202A	64,50 €	
50 x 15	AG-205A	99,50 €	

Nähen Sie noch...



...oder Coreflon Sie schon?

Coreflon – nicht resorbierbares Nahtmaterial für die zahnärztliche Chirurgie.

Perfekt sichtbar | Glatt + stark zugleich | Unterstützt die Wundheilung | Wie eine „intelligente“ Naht

Vorteile beim Einsatz in der Dentalchirurgie

- 100 % medizinisches dPTFE ("dense" Polytetrafluorethylen), glatt, verdichtet, ohne Mikroporen
- Blendfreie Nadeln in Schwarz: Kombination mit weißer PTFE-Naht sorgt für exzellente, **kontrastreiche Sichtbarkeit** im chirurgischen Bereich, zusätzlich erhöhen **schwarze Nadeln** die **subgingivale Sichtbarkeit**
- Einzigartige Fähigkeit zu **spezifizierter Dehnung** (wie eine „intelligente Naht“):

Die Anpassung an das Volumen des Gewebes, das sich während des Heilungsprozesses ändert, dient der **festen Gewebeunterstützung** während des **gesamten Heilungsprozesses**.

IHRE BESTELLUNG

Farbe	NADEL			FADEN (Farbe: Weiß)	Art.-Nr.	Preis	Box(en) mit 12 Nähten (bitte Anzahl eintragen)
	Form	Länge (mm)	Querschnitt	Stärke (USP)			
Schwarz	DS 1/2 Kreis 1/2	16		3/0	C3DS165512B	117,60 €	
	DS 1/2 Kreis 1/2			4/0	C4DS165512B		
	DKO 3/8 Kreis 3/8	16		4/0	C4DKO165512B		
	DKO 3/8 Kreis 3/8			5/0	C5DKO165512B		

Ihre Bestellung: Bitte per Scan / Handyfoto an info@rundas.de, per FAX an 02064 625 95 80 oder telefonisch an 02064 625 95 50

Ihre Bestellung: Bitte per Scan / Handyfoto an info@rundas.de, per FAX an 02064 625 95 80 oder telefonisch an 02064 625 95 50

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Paste (Putty, sofort gebrauchsfertig) oder Granulat



Weitere Eigenschaften

- Biokompatibel, bioresorbierbar, biologisch abbaubar
- Unterstützt als osteokonduktive Stützmatrix mit hoher Porosität und Biokompatibilität die Knochenneubildung in Defektbereichen
- Der Silikatzusatz unterstützt die Knochenbildung zusätzlich osteoinduktiv
- Wird während des Heilungsprozesses vollständig bioresorbiert und durch vitalen Knochen ersetzt
- Ohne menschliches und tierisches Gewebe, daher kein Risiko einer Krankheitsübertragung sowie hohe ethische und interkulturelle Akzeptanz
- Radioopak / röntgenopak: Material ist im CT und Röntgenbild sichtbar, zur Kontrolle der Osseointegration
- Beibehaltung von Architektur und struktureller Integrität: 16–24 Wochen
- Resorptionszeit: 6–12 Monate

Das ist Powerbone:

- Synthetisches, resorbierbares Knochenersatzmaterial
- Auf β -TCP (Beta-Tricalciumphosphat)-Basis
- In Granulatform oder als Paste (**Paste: gebrauchsfertig, im Injektor – kein vorheriges Anmischen erforderlich!**)
- Zur Verwendung als Augmentationsmaterial zum Auffüllen von Knochendefekten
- 100 % synthetisch



Indikationen

- Krestale Augmentation
- Alveolen-Auffüllung
- Regeneration parodontaler Defekte
- Sinuslift
- Rekonstruktion von Tumor- und Zystendefekten

IHRE BESTELLUNG			Box(en) mit 1 Stück (bitte Anzahl eintragen)
Form / Partikelgröße / Volumen	Art.-Nr.	Preis	
Granulat / 1-2 mm / 0,5 cm ³	PG10002005	34,95 €	
Granulat / 0,5-1 mm / 1 cm ³	PG05001010	49,95 €	
Paste / 0,5 cm ³	PDP050	59,95 €	

Ihre Bestellung: Bitte per FAX an 02064 625 95 80 oder Scan/Handyfoto an info@rundas.de oder telefonisch an 02064 625 95 50

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Resorbierbare synthetische Membran für die dentale Chirurgie



Weitere Eigenschaften

- vollständig resorbierbar: Resorptionszeit ca. 4-6 Monate
- kein zweiter chirurgischer Eingriff erforderlich
- Barrierefunktion für 10-12 Wochen nach der Implantation
- aus Poly-(D,L)-Laktid (PDLLA, ein PLA-basiertes Polymer)
- mit langer medizinischer Verwendungsgeschichte sehr gute Verträglichkeit durch hohe Biokompatibilität
- rein synthetische Bestandteile, daher kein Risiko von Kreuzinfektionen durch tierische Pathogene
- hohe ethische und interkulturelle Akzeptanz
- dreischichtige Struktur, spezifische Vorder- und Rückseite für Knochen- und Weichgewebe-Seite
- Vernähen ist möglich, aber nicht notwendig

Indikationen

- resorbierbare synthetische Membran für die gesteuerte Gewebe- und Knochenregeneration (GBR / GTR) in der Dentalchirurgie



IHRE BESTELLUNG			Box(en) mit 1 Stück (bitte Anzahl eintragen)
Größe	Art.-Nr.	Preis	
20 mm x 20 mm	PM-2020	59,95 €	
15 mm x 20 mm	PM-1520	54,95 €	

Ihre Bestellung: Bitte per FAX an 02064 625 95 80 oder Scan/Handyfoto an info@rundas.de oder telefonisch an 02064 625 95 50

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Personalisierte Kühlkompressen

mit Ihren individuellen Praxis- oder Labordaten



Ihre Vorteile auf einen Blick

- + zur Reduzierung von Infektionen und Schwellungen nach dental-chirurgischen Eingriffen, z. B. Extraktionen, Implantologie, Endodontie
- + wiederverwendbar und nachhaltig, da nahezu unbegrenzt haltbar
- + Bleiben Sie Ihren Patienten langfristig in guter Erinnerung
- + Von vielen Kollegen alternativ über die GOÄ 530 abgerechnet



Hellblau transparentes Gel Hellblau transparentes Gel Farblos transparentes Gel



DentaCool Kids Kühlkomresse „Standard“ Vlieshüllen

Wiederverwendbar und nachhaltig

Die Außenseite unserer gefüllten Kältekompressen besteht aus einer transparenten und stabilen PE-Folie, während das Innere mit transparentem oder hellblauem Gel gefüllt ist.

Im Gel schwimmt eine laminierte Karte mit Platz zum Druck für Ihre individuellen Daten (z. B. Adresse, Visitenkarte, Tätigkeitsschwerpunkte, Praxishighlights oder was auch immer Sie mögen!) auf der Vorderseite bzw. beidseitig.

Mit einer Größe von ca. 80 x 180 mm hat die Komresse die perfekte Größe und schmiegt sich ideal an die Handinnenfläche und bei der Anwendung an die Kinn-/Wangenregion.



Druckfläche Vorderseite 55 x 55 mm

Druckfläche Vorderseite + Rückseite 65 x 125 mm

IHRE BESTELLUNG					Anzahl
Artikel	Art.-Nr.	Preis / Stück	Farbe		
Kühlkomresse Druck Vorderseite	70001-B	1,18 € ab 250 Stk.	●		
		1,13 € ab 500 Stk.			
		1,06 € ab 1000 Stk.			
Kühlkomresse Druck Vorderseite	70002	1,28 € ab 250 Stk.	●		
		1,18 € ab 500 Stk.			
		1,08 € ab 1000 Stk.			
Kühlkomresse Druck Vorder- & Rückseite	70019	1,58 € ab 250 Stk.	●		
		1,48 € ab 500 Stk.			
		1,38 € ab 1000 Stk.			
Kühlkomresse Standard	70003	1,28 € ab 1 Stk.	●		
		1,18 € ab 10 Stk.			
		1,08 € ab 50 Stk.			
Kühlkomresse DentaCool Kids	70007	1,38 € ab 1 Stk.	○		
		1,28 € ab 10 Stk.			
		1,18 € ab 50 Stk.			
Vlies-Schutzhüllen	70004	6,50 € 1 Beutel (mit 25 Stk.)	○		

Produktionsbedingte Abweichung der Liefermenge von der Bestellmenge bei personalisierten Kompressen um +/- 10% vorbehalten. Die stückgenaue Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Liefermenge.

Ihre Bestellung: Bitte per FAX an 02064 625 95 80 oder Scan/Handyfoto an info@rundas.de oder telefonisch an 02064 625 95 50

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

MED-COMFORT - sterile Latex-OP-Handschuhe

Box mit 50 Paar, Art.-Nr. 01142

- puderfrei, steril (ETO-Sterilisation)
- handspezifisch für linke und rechte Hand anatomisch geformt, mit leichter Krümmung für angenehmes Arbeiten
- Oberfläche angeraut, polymerbeschichtet
- Kategorie III gem. PSA-Richtlinie 89/686/EWG, Klasse 2a gem. MP-Richtlinie 93/42/EWG, CE 0120, CE 0434, geprüft nach EN 374-1:2003, EN 374-2 (Level 2, AQL < 1.5), EN 420:2010, EN 455
- Länge: ≥ 280 mm
- Größen: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
- Farbe: Natur



RUNDAS Latex - Latexhandschuhe

Spenderbox mit 100 Stück, Art.-Nr. 20100

- puderfrei, nicht steril
- angeraute Oberfläche
- Innenseite chloriert
- Außenseite polymerbeschichtet
- AQL 1.5, CE, EN 420, EN 455
- Länge ≥ 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL
- Farbe: Natur



RUNDAS Nitril - Nitrilhandschuhe

Spenderbox mit 100 Stück, Art.-Nr. 20500

- puderfrei, nicht steril
- glatte Handfläche
- angeraute Fingerspitzen
- AQL 1.5, CE, EN 374, EN 420, EN 455
- Länge ≥ 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL
- Farbe: Weiß



RUNDAS Nitril Mint - Nitrilhandschuhe

Spenderbox mit 100 Stück, Art.-Nr. 20700

- puderfrei, nicht steril
- glatte Handfläche
- angeraute Fingerspitzen
- AQL 1.5, CE, EN 374, EN 420, EN 455
- Länge ≥ 240 mm
- Größen: S, M, L, XL
- Farbe: Mint



Bunte Nitrilhandschuhe

Spenderbox mit 100 Stück, Art.-Nr. 01181 (Schwarz), 01178 (Rot), 01179 (Violett), 01183 (Dunkelblau), 01182 (Magenta), 18010 (Rosa), 01184 (Lila), 01186 (Weinrot), 01187 (Apfelgrün), 01188 (Orange), 01189 (Gelb), 01176 (Cedro (Grün)), 01174 (Grau), 01177 (Petrol)

- Allrounder für fast jede Branche, beständig gegen viele Chemikalien
- nicht steril, angeraute Fingerspitzen
- PSA Kategorie III gem. PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Medizinprodukt Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG, lebensmittelgeeignet gem. Verordnung (EG) 1935/2004, AQL 1.5, EN 374, EN 420, EN 455
- Schichtstärke Handfläche: ca. 0,08 mm
- Länge: ≥ 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL, XXL (Verfügbare Größen tlw. abhängig von der Farbe. Fragen Sie uns gerne.)
- Spenderbox mit 100 Stück



RUNDAS Mundschutz - 3-lagig, mit Elastikbändern

Spenderbox mit 50 Stück, Art.-Nr. 02070

- Typ IIR gem. EN 14683, CE
- Filterleistung ≥ 98 %
- glasfaserfrei
- eingearbeiteter Nasenbügel
- Elastikbänder latexfrei, ummantelt
- Maße (ohne Bänder): ca. 175 mm x 95 mm
- Farben: Blau, Cedro (Grün), Grün, Lila, Rosa, Weiß



Mundspülbecher

Karton mit 3.000 Stück, Art.-Nr. 09034

- PP-Mundspülbecher, in vielen Farben, mit abgerundetem Rand
- Inhalt: ca. 180 ml, ohne Eichstrich
- Abmessungen: Durchmesser oben ca. 70 mm, Durchmesser unten ca. 45 mm, Höhe ca. 85 mm
- Farben: Babyblau, Babyrosa, Cedro (Grün), Dunkelblau, Gelb, Grün opak, Grün transparent, Lila, Limette, Orange, Pink, Rot, Schwarz, Violett, Weinrot, Weiß



BESTELLSCHEIN

FAX: 02064 625 95 80 oder 0800 078 63 27

Sie erreichen unsere Bestellannahme
 telefonisch **Mo. - Do.** 7:45 - 17:00 Uhr
Fr. 7:45 - 14:00 Uhr
 Fax / E-Mail / Shop 24/7

RUNDAS GmbH
 Amalienstraße 62
 46537 Dinslaken

Unsere Garantie:

schnelle Abwicklung, freundlicher Service
 keine Mindestbestellmenge
versandkostenfrei ab 200,- €
 Netto-Warenwert

Absender

Name: _____
 Kunden-Nr.: _____
 Telefon/Fax: _____
 E-Mail: _____
 Datum/ Unterschrift: _____

Bitte senden Sie mir Muster der aufgeführten Artikel.

Tel. 02064 625 95 50
 Fax 02064 625 95 80 oder 0800 078 63 27 (kostenfrei)

Speichelsauger, farbig

Beutel mit 100 Stück, Art.-Nr. 09010

- Speichelsauger, nicht steril, in vielen Farben, mit abnehmbarer Kappe
- hochreines, medizinisches PVC mit fest verschweißtem Kupfer- oder Zinkdraht
- seitliche Entlüftung der Kappe vermeidet Festsaugen der Schleimhaut
- CE
- Länge: ca. 130 mm
- Farben: Blau, Gelb, Grün, Hellblau, Lila, Limette, Orange, Pink, Rot, Transparent, Weinrot, Weiß (außer Weiß jeweils transparent)



Absaugkanülen, farbig

Beutel mit 10 Stück, Art.-Nr. 09011


- Absaugkanülen aus Kunststoff, nicht steril, in vielen Farben
- angenehm für den Patienten, da ohne scharfe Ecken und Kanten
- ergonomisch durch Abwinkelung, rutschfeste Oberfläche, Riffelung im Griffbereich und geräuschreduzierende Form
- sterilisierbar
- CE
- Länge = 124 mm, Durchmesser am Anschlussbereich = 16 mm
- Farben: Blau, Gelb, Grün, Lila, Limette, Orange, Pink, Rot, Weinrot, Weiß



Tray-Filterpapier, farbig

Packung mit 250 Blatt, Art.-Nr. 09040

- hochsaugfähiges und hochnassfestes Tray-Papier in vielen Farben
- aus ökologischem Zellstoff
- Blattgröße: ca. 18 cm x 28 cm
- Farben: Blau, Gelb, Grün, Hellblau, Lila, Limette, Orange, Rosa, Weinrot, Weiß



Ethanol 70%ig - Desinfektionsmittel für Hände und Flächen

Kanister mit 10 l, Art.-Nr. 88610

- gebrauchsfertige, alkoholhaltige, Desinfektionslösung zur Händedesinfektion und Flächendesinfektion
- Wirksamkeit: begrenzt viruzid gem. RKI/DVV-Leitlinie (wirksam gegen alle behüllten Viren wie Grippeviren, Vakziniaviren, Rotaviren, Noroviren (MNV), SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV); bakterizid, tuberkulozid und levurozid gemäß DGHM/VAH-Richtlinien zur Flächendesinfektion
- Einwirkzeit für Hände: 30 Sek., Einwirkzeit für Flächen: 1 Min.
- gebrauchsfertig
- made in Germany



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur zur professionellen Anwendung.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe / Größe	Menge	Einzelpreis Euro *

Ab 200,- € Netto-Warenwert Lieferung frei Haus! * zzgl. MwSt. und Versand

Unter 200,- € Netto-Warenwert berechnen wir pauschal 7,40 € Versandkosten.
 Alle Preise sind netto zzgl. gesetzl. MwSt. und verstehen sich als Stückpreise.
 Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
 Es gelten unsere AGB. Zahlungsziel: 30 Tage – netto Kasse

RUNDAS GmbH • Amalienstraße 62 • 46537 Dinslaken
 Tel. 02064 625 95 50
 Fax 02064 625 95 80 oder 0800 078 63 27 (kostenfrei)
 info@rundas.de • www.rundas.de



**RUNDAS – Ihr
Vertriebspartner für:**



A KeystoneDentalGroup Brand

**ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS®**

**Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns gerne!**

RUNDAS GmbH

Amalienstraße 62
46537 Dinslaken

Tel. 02064 625 95 50
Fax 02064 625 95 80

info@rundas.de
www.rundas.de

